

Accessories for AXIOM Sensis XP Zubehör für AXIOM Sensis XP

Catalog – Spring 2007

www.siemens.com/medical

SIEMENS
medical


Accessories for AXIOM Sensis XP

Zubehör für AXIOM Sensis XP



AXIOM Sensis XP

The first completely integrated recording workflow solution to combine both hemodynamics and electrophysiology in one system.



AXIOM Sensis XP

Das erste vollständig integrierte Registrier- und Informationssystem, das Hämodynamik und Elektrophysiologie in einem System vereint.

Content Inhalt

ECG / EKG	4
ECG New / EKG Neu	8
IBP Invasive Blood Pressure / IBP Invasive Blutdruckmessung	12
NBP Non-Invasive Blood Pressure – Accessories / NBP Nichtinvasive Blutdruckmessung – Zubehör	16
NBP Non-Invasive Blood Pressure – Cuffs / NBP Nichtinvasive Blutdruckmessung – Manschetten	17
C.O. Cardiac Output / HZV Herzzeitvolumen	20
SpO ₂	22
Respiration and etCO ₂ / Respiration und etCO ₂	25
Other / Sonstiges	26
Archiving Media / Archivierungsmedien	27
Index / Inhaltsverzeichnis	28



ECG Trunk Lead IEC1


- Cable System 2000
- 10-lead trunk cable with 14-pole REDEL plug
- 3.0 m

EKG Stammkabel IEC1

- Kabel-System 2000
- 10 Leitungen mit 14-poligem REDEL-Stecker
- 3,0 m

Order no. Siemens 66 23 784

Bestellnr. Siemens 66 23 784



Radiotranslucent Chest Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Clamp

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC1
- Cable System 2000
- Radiotranslucent
- 5-lead set with clamp

Satz Brustwandleitungen, röntgentransparent, IEC1 mit Klammer

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC1
- Kabel-System 2000
- Röntgentransparent
- 5 Leitungen mit Klammer

Order no. Siemens 66 27 512

Bestellnr. Siemens 66 27 512



Standard Chest Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Snap

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC1
- Cable System 2000
- 5-lead set (chest) with snap

Satz Brustwandleitungen IEC1 mit Druckknopf

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC1
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Druckknopf

Order no. Siemens 66 23 800

Bestellnr. Siemens 66 23 800

To place an order, please contact your local UPTIME Service Center.
Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges UPTIME Service Center vor Ort.

Radiotranslucent Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Clamp

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC1
- Cable System 2000
- Radiotranslucent limb leads
- 5 leads including 5-position cover

Order no. Siemens 66 27 504

Satz Extremitätenleitungen, röntgentransparent, IEC1 mit Klammer

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC1
- Kabel-System 2000
- Röntgentransparent
- 5 Leitungen einschließlich Abdeckung für 5 Positionen

Bestellnr. Siemens 66 27 504



Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Snap

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC1
- Cable System 2000
- 5 leads (limb) with snap including 5-position cover

Order no. Siemens 66 23 792

Satz Extremitätenleitungen IEC1 mit Druckknopf

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC1
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Druckknopf, einschließlich Abdeckung für 5 Positionen

Bestellnr. Siemens 66 23 792





ECG Trunk Lead IEC2

- Cable System 2000
- 10-lead trunk cable with 14-pole REDEL plug
- 3.0 m

EKG Stammkabel IEC2

- Kabel-System 2000
- 10 Leitungen mit 14-poligem REDEL-Stecker
- 3,0 m

Order no. Siemens 66 23 818

Bestellnr. Siemens 66 23 818



Radiotranslucent Chest Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Clamp


- Compatible with ECG Trunk Lead IEC2
- Cable System 2000
- Radiotranslucent limb leads
- 5-lead set with clamp

Satz Brustwandleitungen, röntgentransparent, IEC2 mit Klammer

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC2
- Kabel-System 2000
- Röntgentransparent
- 5 Leitungen mit Klammer

Order no. Siemens 66 27 538

Bestellnr. Siemens 66 27 538



Standard Chest Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Snap

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC2
- Cable System 2000
- 5-lead set (chest) with snap

Satz Brustwandleitungen IEC2 mit Druckknopf

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC2
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Druckknopf

Order no. Siemens 66 23 834

Bestellnr. Siemens 66 23 834

To place an order, please contact your local UPTIME Service Center.
Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges UPTIME Service Center vor Ort.

Radiotranslucent Limb Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Clamp

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC2
- Cable System 2000
- Radiotranslucent limb leads
- 5 leads including 5-position cover

Order no. Siemens 66 27 520

Satz Extremitätenleitungen, röntgentransparent, IEC2 mit Klammer

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC2
- Kabel-System 2000
- Röntgentransparent
- 5 Leitungen einschließlich Abdeckung für 5 Positionen

Bestellnr. Siemens 66 27 520



Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Snap

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC2
- Cable System 2000
- 5 leads (limb) with snap including 5-position cover

Order no. Siemens 66 23 826

Satz Extremitätenleitungen IEC2 mit Druckknopf

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC2
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Druckknopf, einschließlich Abdeckung für 5 Positionen

Bestellnr. Siemens 66 23 826



To place an order, please contact your local UPTIME Service Center.
Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges UPTIME Service Center vor Ort.

ECG New EKG Neu



ECG Trunk Lead IEC1, 3.8 m

- Cable System 2000
- 10-lead trunk cable with 14-pole REDEL plug

EKG Stammkabel IEC1, 3,8 m

- Kabel-System 2000
- 10 Leitungen mit 14-poligem REDEL-Stecker

Order no. Siemens 66 44 533

Bestellnr. Siemens 66 44 533



Standard Chest Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Clamp 0.7 m

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC1
- Cable System 2000
- 5-lead set (chest) with clamp

Satz Brustwandleitungen IEC1 mit Klammer 0,7 m

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC1
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Klammer

Order no. Siemens 66 44 558

Bestellnr. Siemens 66 44 558

To place an order, please contact your local UPTIME Service Center.
Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges UPTIME Service Center vor Ort.

Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Clamp 1.0 m

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC1, 3.8 m
- Cable System 2000
- 5 leads (limb) with clamp including 5-position cover

Order no.	Siemens	66 44 590
-----------	---------	-----------

Satz Extremitätenleitungen IEC1 mit Klammer 1,0 m

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC1, 3,8 m
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Klammer, einschließlich Abdeckung für 5 Positionen

Bestellnr.	Siemens	66 44 590
------------	---------	-----------



Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Snap, 1.0 m

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC1, 3.8 m
- Cable System 2000
- 5 leads (limb) with snap including 5-position cover

Order no.	Siemens	66 44 574
-----------	---------	-----------

Satz Extremitätenleitungen IEC1 mit Druckknopf, 1,0 m

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC1, 3,8 m
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Druckknopf, einschließlich Abdeckung für 5 Positionen

Bestellnr.	Siemens	66 44 574
------------	---------	-----------



ECG New EKG Neu



ECG Trunk Lead IEC2, 3.8 m

- Cable System 2000
- 10-lead trunk cable with 14-pole REDEL plug

EKG Stammkabel IEC2, 3,8 m

- Kabel-System 2000
- 10 Leitungen mit 14-poligem REDEL-Stecker

Order no. Siemens 66 44 541

Bestellnr. Siemens 66 44 541



Standard Chest Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Clamp, 0.7 m

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC2, 3.8 m
- Cable System 2000
- 5-lead set (chest) with clamp

Satz Brustwandleitungen IEC2 mit Klammer, 0,7 m

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC2, 3,8 m
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Klammer

Order no. Siemens 66 44 566

Bestellnr. Siemens 66 44 566

To place an order, please contact your local UPTIME Service Center.
Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges UPTIME Service Center vor Ort.

Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Clamp, 1.0 m

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC2, 3.8 m
- Cable System 2000
- 5 leads (limb) with clamp including 5-position cover

Order no. Siemens 66 44 608

Satz Extremitätenleitungen IEC2 mit Klammer, 1,0 m

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC2, 3,8 m
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Klammer, einschließlich Abdeckung für 5 Positionen

Bestellnr. Siemens 66 44 608



Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Snap, 1.0 m

- Compatible with ECG Trunk Lead IEC2, 3.8 m
- Cable System 2000
- 5 leads (limb) with snap including 5-position cover

Order no. Siemens 66 44 582

Satz Extremitätenleitungen IEC2 mit Druckknopf, 1,0 m

- Kompatibel zu EKG Stammkabel IEC2, 3,8 m
- Kabel-System 2000
- 5 Leitungen mit Druckknopf, einschließlich Abdeckung für 5 Positionen


Bestellnr. Siemens 66 44 582



To place an order, please contact your local UPTIME Service Center.
Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges UPTIME Service Center vor Ort.

IBP Invasive Blood Pressure

IBP Invasive Blutdruckmessung



HEMO4 Transducer Plate, SensoNor/ MEDEX

For SensoNor/ MEDEX transducers.

Packaging unit: 5 pcs.


HEMO4 Druckwandler-Platte, SensoNor/ MEDEX

Für SensoNor/ MEDEX Druckwandler.

Verpackungseinheit: 5 Stk.

Order no.	Dräger	47 21 416
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	47 21 416
------------	--------	-----------



HEMO4 Transducer Plate, ABBOTT/ BRAUN

For HEMO2 and HEMO4 pods. Holds ABBOTT Transpac II, ABBOTT Transpac III and BRAUN transducers.

Packaging unit: 5 pcs.

HEMO4 Druckwandlerplatte, ABBOTT/ BRAUN

Für HEMO2 und HEMO4. Für ABBOTT Transpac II, ABBOTT Transpac III und BRAUN Druckwandler.

Verpackungseinheit: 5 Stk.

Order no.	Dräger	51 92 112
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	51 92 112
------------	--------	-----------



HEMO4 Transducer Plate, ABBOTT TP IV

For HEMO2 and HEMO4 pods. Holds ABBOTT Transpac IV transducers.

Packaging unit: 5 pcs.

HEMO4 Druckwandlerplatte, ABBOTT TP IV

Für HEMO2 und HEMO4. Für ABBOTT Transpac IV Druckwandler.

Verpackungseinheit: 5 Stk.

Order no.	Dräger	72 70 460
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	72 70 460
------------	--------	-----------

To place an order, please contact: www.draeger-medical.com
Bestellinformationen finden Sie unter: www.draeger-medical.com

IBP Invasive Blood Pressure IBP Invasive Blutdruckmessung

HEMO4 Transducer Plate Universal

Fits most transducers.

Packaging unit: 5 pcs.

HEMO4 Druckwandlerplatte Universal

Für die meisten Druckwandler geeignet.

Verpackungseinheit: 5 Stk.



Order no.	Dräger	47 21 424
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	47 21 424
------------	--------	-----------

HEMO Pod Adapter SensoNor, 7-pin

Adapter block to connect SensoNor and other pressure transducer cables with 7-pin connectors to the HEMO pods.

HEMO-Adapter SensoNor, 7-polig

Adapterblock zum Anschluß von SensoNor und anderen Druckwandler-Kabeln mit 7-poligem Stecker an die HEMO-Module.



Order no.	Dräger	43 29 160
-----------	--------	-----------


Bestellnr.	Dräger	43 29 160
------------	--------	-----------

HEMO Pod Adapter, 10-pin

Adapter block to connect S400/ S700/ S900/ S1200 pressure transducer cables (with 10-pin orange connectors) to the HEMO pods.

HEMO-Adapter, 10-polig

Adapterblock zum Anschluß von S400/ S700/ S900/ S1200 Druckwandlerkabeln mit 10-poligem orangefarbenen Rundstecker an die HEMO-Module.




Order no.	Dräger	33 75 958
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	33 75 958
------------	--------	-----------

To place an order, please contact: www.draeger-medical.com
Bestellinformationen finden Sie unter: www.draeger-medical.com

IBP Invasive Blood Pressure

IBP Invasive Blutdruckmessung



BD HEMO Pod Adapter

Adapter block to connect BECTON DICKINSON/OHMEDA (Spectramed) reusable and disposable pressure transducers to the HEMO pods. Must order one for each HEMO2 pod and two for each HEMO4 pod.

BD HEMO-Adapter

Adapterblock zum Anschluss von BECTON DICKINSON/OHMEDA (Spectramed) wiederverwendbaren und Einmal-Druckwandlern an die HEMO-Module. Ein Adapter muss für jeden HEMO2 und zwei Adapter müssen für jeden HEMO4 bestellt werden.

Order no.	Dräger	33 75 941
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	33 75 941
------------	--------	-----------



HEMO Pod Adapter ABBOTT/MEDEX


Adapter to connect ABBOTT/MEDEX pressure transducers to the HEMO pods. Must order one for each HEMO2 pod and two for each HEMO4/HEMOMed pod.

HEMO-Adapter ABBOTT/MEDEX

Adapterblock zum Anschluss von ABBOTT/MEDEX Druckwandlern an an die HEMO-Module. Ein Adapter muss für jeden HEMO2 und zwei Adapter müssen für jeden HEMO4/HEMOMed bestellt werden.

Order no.	Dräger	51 96 998
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	51 96 998
------------	--------	-----------



BD Disposable Transducer Kit

Gabarith-tested DT-XX disposable transducer kit. Includes 60 micro drip administration set and R.O.S.E., sterile.

Packaging unit: 5 pcs.

BD Einweg-Druckwandlerkit

Gabarith getesteteter DT-XX Einweg-Druckwandlerkit einschließlich 60 Mikrotropfen-Infusionsatz, R.O.S.E., steril.

Verpackungseinheit: 5 Stk.

Order no.	Dräger	45 28 741
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	45 28 741
------------	--------	-----------

To place an order, please contact: www.draeger-medical.com
Bestellinformationen finden Sie unter: www.draeger-medical.com

IBP Invasive Blood Pressure IBP Invasive Blutdruckmessung

MEMSCAP IBP Transducer (Capto/SensoNor) 844, reusable

Transducer (on a 25 cm cable) to connect to HEMO pod adapter (43 29 160).

Includes

- One IBP replacement dome for MEMSCAP (Capto/ SensoNor) 844 (78 64 908)

Order no.	Dräger	74 89 417
-----------	--------	-----------

MEMSCAP IBP-Druckwandler (Capto/SensoNor) 844, wiederverwendbar

Druckwandler mit 25-cm-Kabel zum Anschluss an den HEMO-Adapter (43 29 160).

Beinhaltet

- Ein IBP-Austauschdom für MEMSCAP (Capto/ SensoNor) 844 (78 64 908)

Bestellnr.	Dräger	74 89 417
------------	--------	-----------



MEMSCAP IBP Disposable Set (Capto/SensoNor) 844

Disposable monitoring kit for MEMSCAP (Capto/ SensoNor) 844 pressure transducers, sterile.

Includes

- Diaphragm dome with 2-way stop cock for zeroing
- Pressure tubing with 3-way stop cocks
- Flush device
- Color-coded stickers

Packaging unit: 10 pcs.

Order no.	Dräger	74 89 433
-----------	--------	-----------

MEMSCAP IBP-Einweg-Set (Capto/SensoNor) 844

Einweg-Kit für MEMSCAP (Capto/SensoNor) 844 Druckwandler, steril.

Beinhaltet

- Dom mit Diaphragma und 2-Wege-Hahn für den Nullabgleich
- Druckschlauch mit 3-Wege-Hähnen
- Spülung
- Farblich-kodierten Aufklebern

Verpackungseinheit: 10 Stk.

Bestellnr.	Dräger	74 89 433
------------	--------	-----------



IBP Replacement Dome for MEMSCAP (Capto/SensoNor) 844

Disposable pressure dome, sterile.

Packaging unit: 50 pcs.

Order no.	Dräger	78 64 908
-----------	--------	-----------

IBP-Austauschdom für MEMSCAP (Capto/SensoNor) 844

Einweg-Druckdom, steril.

Verpackungseinheit: 50 Stk

Bestellnr.	Dräger	78 64 908
------------	--------	-----------



To place an order, please contact: www.draeger-medical.com
Bestellinformationen finden Sie unter: www.draeger-medical.com

NBP Non-Invasive Blood Pressure – Accessories

NBP Nichtinvasive Blutdruckmessung – Zubehör



NBP Cuff Connecting Hose

Connects child and adult cuffs.
Length: 3 m

Manschetten-Verbindungsschlauch

Zum Anschluss von Kinder- und Erwachsenen-Manschetten.
Länge: 3 m

Order no. Siemens 66 34 856

Bestellnr. Siemens 66 34 856



NBP Cuff Connecting Extensions Hose

Connects child and adult cuffs.
Length: 1 m

Manschetten-Verlängerungskabel

Zum Anschluss von Kinder- und Erwachsenen-Manschetten.
Länge: 1 m

Order no. Siemens 66 35 333

Bestellnr. Siemens 66 35 333



NBP Cuff Connecting Extensions Hose

Connects neonatal cuffs.
Length: 1 m

Manschetten-Verlängerungskabel

Zum Anschluss von Neugeborenen-manschetten.
Länge: 1 m

Order no. Siemens 66 35 341

Bestellnr. Siemens 66 35 341

To place an order, please contact your local UPTIME Service Center.
Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges UPTIME Service Center vor Ort.

NBP Non-Invasive Blood Pressure – Cuffs

NBP Nichtinvasive Blutdruckmessung – Manschetten

NBP Cuff , Adult

- Arm circumference: 23 – 33 cm
- Width: 14.27 cm

Manschette für Erwachsene

- Armumfang: 23 – 33 cm
- Breite: 14,27 cm



Order no.	Dräger	MS14428
-----------	--------	---------

Bestellnr.	Dräger	MS14428
------------	--------	---------

NBP Cuff Large, Adult

- Arm circumference: 31 – 40 cm
- Width: 17.65 cm

Manschette für Erwachsene, groß

- Armumfang: 31 – 40 cm
- Breite: 17,65 cm



Order no.	Dräger	MS14425
-----------	--------	---------

Bestellnr.	Dräger	MS14425
------------	--------	---------

NBP Cuff Small, Adult

- Arm circumference: 17 – 25 cm
- Width: 11.30 cm

Manschette für Erwachsene, klein

- Armumfang: 17 – 25 cm
- Breite: 11,30 cm



Order no.	Dräger	MS14427
-----------	--------	---------

Bestellnr.	Dräger	MS14427
------------	--------	---------

To place an order, please contact: www.draeger-medical.com
 Bestellinformationen finden Sie unter: www.draeger-medical.com

NBP Non-Invasive Blood Pressure – Cuffs

NBP Nichtinvasive Blutdruckmessung – Manschetten



NBP Cuff, Thigh

- Thigh circumference: 38 – 50 cm
- Width: 21.59 cm

Manschette, Oberschenkel

- Oberschenkelumfang: 38 – 50 cm
- Breite: 21.59 cm

Order no. Dräger MS14426

Bestellnr. Dräger MS14426



NBP Cuff, Child

- Arm circumference: 12 – 19 cm
- Width: 8.74 cm

Manschette für Kinder

- Armumfang: 12 – 19 cm
- Breite: 8,74 cm

Order no. Dräger MS14430

Bestellnr. Dräger MS14430

To place an order, please contact: www.draeger-medical.com
Bestellinformationen finden Sie unter: www.draeger-medical.com

NBP Non-Invasive Blood Pressure – Cuffs

NBP Nichtinvasive Blutdruckmessung – Manschetten

NBP Cuff, Neonatal

Disposable neonatal cuffs,
latex free.

Packaging unit: 10 pcs.

Size 1

Arm circumference: 1.2 – 2.3 in

Order no.	Dräger	28 70 181
-----------	--------	-----------

Size 2

Arm circumference: 1.7 – 3.2 in

Order no.	Dräger	28 70 199
-----------	--------	-----------

Size 3

Arm circumference: 2.3 – 4.3 in

Order no.	Dräger	28 70 207
-----------	--------	-----------

Size 4

Arm circumference: 2.9 – 5.2 in

Order no.	Dräger	28 70 215
-----------	--------	-----------

Size 5

Arm circumference: 3.3 – 5.9 in

Order no.	Dräger	28 70 173
-----------	--------	-----------

Manschette für Neugeborene

Einweg-Manschetten für Neugeborene,
latexfrei.

Verpackungseinheit: 10 Stk.

Größe 1

Armumfang: 3,1 – 5,7 cm

Bestellnr.	Dräger	28 70 181
------------	--------	-----------

Größe 2

Armumfang: 4,3 – 8,0 cm

Bestellnr.	Dräger	28 70 199
------------	--------	-----------

Größe 3

Armumfang: 5,8 – 10,9 cm

Bestellnr.	Dräger	28 70 207
------------	--------	-----------

Größe 4

Armumfang: 7,1 - 13,1 cm

Bestellnr.	Dräger	28 70 215
------------	--------	-----------

Größe 5


Armumfang: 8,3 – 15,0 cm

Bestellnr.	Dräger	28 70 173
------------	--------	-----------



Similar item / Abb. ähnlich

C.O. Cardiac Output HZV Herzzeitvolumen



C.O. Catheter Cable

Connects catheter to intermediate cable.

HZV-Katheterkabel

Zum Anschluss des Katheters an das Zwischenkabel.

Order no.	Dräger	84 19 160
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	84 19 160
------------	--------	-----------



C.O. Intermediate Cable, 1.5 m

Connects C.O. accessories to HEMO pod.

HZV-Zwischenkabel, 1,5 m

Verbindet das HZV-Zubehör mit dem HEMO-Modul.

Order no.	Dräger	33 68 458
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	33 68 458
------------	--------	-----------



BD/ OHMEDA C.O. Thermistor Cable

Use with thermistor T-piece.

BD/ OHMEDA HZV-Thermistorkabel

Zur Verbindung mit Thermistor-T-Stück.

Order no.	Dräger	84 20 077
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	84 20 077
------------	--------	-----------

To place an order, please contact: www.draeger-medical.com
Bestellinformationen finden Sie unter: www.draeger-medical.com

C.O. Cardiac Output HZV Herzzeitvolumen

EDWARDS C.O. Thermistor Cable

To connect the thermistor.

EDWARDS HZV-Thermistorkabel

Zur Verbindung des Thermistors.



Order no.	Dräger	85 39 983
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	85 39 983
------------	--------	-----------

BD C.O. Thermistor T-Piece

BECTON DICKINSON disposable in-line injectate sensor for measurement of injectate temperatures.
For use with Dräger order no. 84 20 077.

Packaging unit: 25 pcs.

BD HZV-Thermistor T-Stück

BECTON DICKINSON Einweg-Injektatfühler zur Direktmessung der Injektattemperatur.
Verwendung mit Dräger Bestellnr. 84 20 077.

Verpackungseinheit: 25 Stk.



Order no.	Dräger	57 41 975
-----------	--------	-----------

Bestellnr.	Dräger	57 41 975
------------	--------	-----------



Adult Finger Clip, reusable

Reusable adult articulated finger clip.
Approximate patient weight range:
> 30 kg (66 lbs)
Preferred site: index, middle or ring finger.

Application:

- Spot checking
- Short-term continuous use
- For adults or adolescents

Order no.	Nonin	80 00 AA
-----------	-------	----------


Fingerklemmen-Sensor für Erwachsene, wiederverwendbar

Wiederverwendbarer Fingerklemmen-Sensor für Erwachsene.
Patientengewicht: > 30 kg
Messort: Zeige-, Ring- oder Mittelfinger.

Anwendung:

- Stichproben
- Für befristeten Einsatz
- Für Erwachsene oder Jugendliche

Bestellnr.	Nonin	80 00 AA
------------	-------	----------



Adult Flex Sensor

Reusable flex sensor made of silicone, is secured with a matching disposable FlexiWrap adhesive.
Approximate patient weight range:
> 20 kg (44 lbs)
Packaging unit:
1 sensor + 25 pcs. FlexiWraps

Order no.	Nonin	80 00 J
-----------	-------	---------

Flex Sensor für Erwachsene

Wiederverwendbarer Flex Sensor, hergestellt aus Silikon, zu verwenden mit passendem Einweg-FlexiWrap-Klebeband.
Patientengewicht: > 20 kg
Verpackungseinheit:
1 Sensor + 25 St. FlexiWraps

Bestellnr.	Nonin	80 00 J
------------	-------	---------

Neonatal Flex Sensor

Reusable flex sensor made of silicone, is secured with a matching disposable FlexiWrap adhesive.
Approximate patient weight range:
< 2 kg (4 lbs)
Packaging unit:
1 sensor + 25 pcs. FlexiWraps

Order no.	Nonin	80 01 J
-----------	-------	---------

Flex Sensor für Neugeborene

Wiederverwendbarer Flex Sensor, hergestellt aus Silikon, zu verwenden mit passendem Einweg-FlexiWrap-Klebeband.
Patientengewicht: < 2 kg
Verpackungseinheit:
1 Sensor + 25 St. FlexiWraps

Bestellnr.	Nonin	80 01 J
------------	-------	---------

Infant Flex Sensor

Reusable flex sensor made of silicone, is secured with a matching disposable FlexiWrap adhesive.
Approximate patient weight range:
2 – 20 kg (4 – 44 lbs)
Packaging unit:
1 sensor + 25 pcs. FlexiWraps

Order no.	Nonin	80 08 J
-----------	-------	---------

Flex Sensor für Kinder

Wiederverwendbarer Flex Sensor, hergestellt aus Silikon, zu verwenden mit passendem Einweg-FlexiWrap-Klebeband.
Patientengewicht: 2 – 20 kg
Verpackungseinheit:
1 Sensor + 25 St. FlexiWraps

Bestellnr.	Nonin	80 08 J
------------	-------	---------

Similar item / Abb. ähnlich

To place an order, please contact: www.nonin.com/distributors
Bestellinformationen finden Sie unter: www.nonin.com/distributors

Adult Flexi-Form II

Disposable sensor combined with cable and adhesive wrap. Approximate patient weight range: > 30 kg (66 lbs)
Packaging unit: 10 pcs.

Order no.	Nonin	70 00 A
------------------	--------------	----------------

Pediatric Flexi-Form II

Disposable sensor combined with cable and adhesive wrap. Approximate patient weight range: 10 – 40 kg (22 – 80 lbs)
Packaging unit: 10 pcs.

Order no.	Nonin	70 00 P
------------------	--------------	----------------

Flexi-Form II für Erwachsene

Einmal-Sensor mit Kabel und Klebeband.
Patientengewicht: > 30 kg

Verpackungseinheit: 10 St.

Bestellnr.	Nonin	70 00 A
-------------------	--------------	----------------

Flexi-Form II für Pädiatrie

Einmal-Sensor mit Kabel und Klebeband.
Patientengewicht: 10 – 40 kg

Verpackungseinheit: 10 St.

Bestellnr.	Nonin	70 00 P
-------------------	--------------	----------------



Similar item / Abb. ähnlich

Disposable Sensors

Disposable sensors combined with cable and adhesive wrap. Packaging unit: 24 pcs.

Adult, 45 cm cable

Order no.	Nonin	60 00 A
------------------	--------------	----------------

Pediatric, 45 cm cable

Order no.	Nonin	60 00 P
------------------	--------------	----------------

Infant, 90 cm cable

Order no.	Nonin	60 00 I
------------------	--------------	----------------

Neonate, 90 cm cable

Order no.	Nonin	60 00 N
------------------	--------------	----------------

Einmal-Sensoren

Einmal-Sensoren mit Kabel und Klebeband.
Verpackungseinheit: 24 Stk.

Erwachsene, Kabellänge 45 cm

Bestellnr.	Nonin	60 00 A
-------------------	--------------	----------------

Kinder, Kabellänge 45 cm

Bestellnr.	Nonin	60 00 P
-------------------	--------------	----------------

Säuglinge, Kabellänge 90 cm

Bestellnr.	Nonin	60 00 I
-------------------	--------------	----------------

Neugeborene, Kabellänge 90 cm

Bestellnr.	Nonin	60 00 N
-------------------	--------------	----------------



Similar item / Abb. ähnlich

Soft Sensors

Reusable, latex-free and easy to clean.
These sensors are not available for sale in Germany or Japan!

Soft, Small, 1 meter

Sizing – Fingertip thickness: 7.5 – 12.5 mm

Order no.	Nonin	80 00 SS
------------------	--------------	-----------------

Soft, Medium, 1 meter

Sizing – Fingertip thickness: 10 – 19 mm

Order no.	Nonin	80 00 SM
------------------	--------------	-----------------

Soft, Large, 1 meter

Sizing – Fingertip thickness: 12.5 – 25.5 mm

Order no.	Nonin	80 00 SL
------------------	--------------	-----------------

Wiederverwendbare Sensoren

Wiederverwendbar, latexfrei und leicht zu reinigen. Diese Sensoren sind in Deutschland und Japan nicht verkäuflich!

Klein, 1 Meter

Dicke der Fingerspitzen: 7,5 – 12,5 mm

Bestellnr.	Nonin	80 00 SS
-------------------	--------------	-----------------

Mittel, 1 Meter


Dicke der Fingerspitzen: 10 – 19 mm

Bestellnr.	Nonin	80 00 SM
-------------------	--------------	-----------------

Groß, 1 Meter

Dicke der Fingerspitzen: 12,5 – 25,5 mm

Bestellnr.	Nonin	80 00 SL
-------------------	--------------	-----------------



Similar item / Abb. ähnlich

To place an order, please contact: www.nonin.com/distributors
Bestellinformationen finden Sie unter: www.nonin.com/distributors



Infant Flexi-Form II

Disposable sensor combined with cable and adhesive wrap.
 Approximate patient weight range:
 2 – 20 kg (4 – 44 lbs)
 Packaging unit: 10 pcs.

Flexi-Form II für Kinder

Einmal-Sensor mit Kabel und Klebeband.
 Patientengewicht: 2 – 20 kg
 Verpackungseinheit: 10 St.

Order no. Nonin 70 00 I

Bestellnr. Nonin 70 00 I



Neonatal Flexi-Form II

Disposable sensor combined with cable and adhesive wrap.
 Approximate patient weight range:
 < 2 kg (< 4 lbs)
 Packaging unit: 10 pcs.

Flexi-Form II für Neugeborene

Einmal-Sensor mit Kabel und Klebeband.
 Patientengewicht: < 2 kg
 Verpackungseinheit: 10 St.

Order no. Nonin 70 00 N

Bestellnr. Nonin 70 00 N



SpO₂ Extension Cable, 3 m

To connect NONIN SpO₂ transducers.

SpO₂ Verlängerungskabel, 3 m

Zum Anschluss von NONIN SpO₂-Sensoren.

Order no. Nonin UNI-EXT-3

Bestellnr. Nonin UNI-EXT-3

SpO₂ Extension Cable, 6 m

To connect NONIN SpO₂ transducers.

SpO₂ Verlängerungskabel, 6 m

Zum Anschluss von NONIN SpO₂-Sensoren.

Order no. Nonin UNI-EXT-6

Bestellnr. Nonin UNI-EXT-6

To place an order, please contact: www.nonin.com/distributors
 Bestellinformationen finden Sie unter: www.nonin.com/distributors

To place an order, please contact: www.oridion.com

Bestellinformationen finden Sie unter: www.oridion.com

Other Sonstiges



CIP Flipchart

Inscribable flipchart for Catheter Input Module (CIP).

Packaging unit: 10 pcs.

CIP Folien-Kit

Beschriftbares Flipchart für das Katheter Input Modul (CIP).

Verpackungseinheit: 10 Stk.

Order no.	Siemens	65 65 118
-----------	---------	-----------

Bestellnr.	Siemens	65 65 118
------------	---------	-----------

To place an order, please contact your local UPTIME Service Center.
Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges UPTIME Service Center vor Ort.

TDK Medical CD-R 74

Special storage medium for the medical sector, with greater reliability than conventional CD-ROMs. With this digital storage technology from TDK, you can acquire and transfer data rapidly and simply. The golden reflection layer allows long-term stability of the stored data.

- DICOM compatibility
 - Long-term data security
 - Storage capacity: 650 MB
- Minimum order quantity: 10 sets
Packaging unit: 10 pcs.

Order no.	Med SP A&S	74 39 586
-----------	------------	-----------

TDK Medical CD-R 74

Spezielles Speichermedium für den medizinischen Bereich, das sich durch eine größere Zuverlässigkeit als herkömmliche CD-Roms auszeichnet. Mit dieser digitalen Speichertechnologie von TDK können Sie eine rasche und einfache Datenerfassung bzw. -übertragung durchführen. Die goldene Reflexionsschicht gewährleistet eine langzeitliche Stabilität der gespeicherten Daten.

- DICOM Kompatibilität
 - Langzeit-Datensicherheit
 - Speicherkapazität: 650 MB
- Minimalbestellmenge: 10 Sets
Verpackungseinheit: 10 Stk.

Bestellnr.	Med SP A&S	74 39 586
------------	------------	-----------



TDK MOD Storage Media 4.8 GB

Multiple rewriteable magneto-optical disk for digital storage. Special storage medium for the medical sector, with greater reliability than conventional MOD media.

Capacity: 4.8 GB, 1024 byte/sector.

- DICOM compatibility
- Labeled to ensure intended use
- Not formatted
- Size: 5.25"

Minimum order quantity: 2 sets

Packaging unit: 5 pcs.

Order no.	Med SP A&S	51 43 461
-----------	------------	-----------

TDK MOD Speichermedium 4,8 GB

Mehrfach beschreib- und löschbare magneto-optische Platte zum digitalen Speichern. Das Label „medical“ sichert kontinuierliche Qualität für medizinische Verfahren. TDK unterzieht seine Speichermedien dieser speziellen Prüfung und gewährt auf seine Medical-MODs mindestens 30 Jahre Garantie.

Kapazität: 4,8 Gigabyte, 1024 Bytes/Sektor.

- DICOM Kompatibilität
 - Etikettiert, um den den richtigen Gebrauch sicherzustellen
 - Unformatiert
 - Durchmesser: 5,25 Zoll
- Minimalbestellmenge: 2 Sets
Verpackungseinheit: 5 Stk.

Bestellnr.	Med SP A&S	51 43 461
------------	------------	-----------



Medical DVD

PLEXTOR

DVD-R Storage media, also for medical use.

Storage capacity: 4.7 GB, 120 min.

Single side

Field of application: MR, Cardiology, CT, Molecular Imaging, Oncology/Radiation-Therapy, Ultrasound, Radiology, Mammography, Urology, Surgery

25 pcs. on spindle

Minimum order quantity: 8 sets

Order no.	Med SP A&S	86 09 625
-----------	------------	-----------

Medical DVD

PLEXTOR

DVD-R Speicherdisc, für medizinische Anwendung geeignet.

Speicherkapazität: 4,7 GB, 120 Min.

Einseitig beschreibbar

Verwendungsbereich: MR, Kardiologie, CT, Molekulare Bildgebung, Onkologie/Strahlentherapie, Ultraschall, Radiologie, Mammographie, Urologie, Chirurgie

25 Stück auf Spindel

Minimalbestellmenge: 8 Sets

Bestellnr.	Med SP A&S	86 09 625
------------	------------	-----------



To place an order, please contact your local sales representative.
Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsbeauftragten.

Index

Order no.	Siemens	Med SP A&S	Dräger	Nonin	Page
ECG					
ECG Trunk Lead IEC1	66 23 784				4
Radiotranslucent Chest Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Clamp	66 27 512				4
Standard Chest Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Snap	66 23 800				4
Radiotranslucent Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Clamp	66 27 504				5
Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Snap	66 23 792				5
ECG Trunk Lead IEC2	66 23 818				6
Radiotranslucent Chest Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Clamp	66 27 538				6
Standard Chest Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Snap	66 23 834				6
Radiotranslucent Limb Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Clamp	66 27 520				7
Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Snap	66 23 826				7
ECG New					
ECG Trunk Lead IEC1, 3.8 m	66 44 533				8
Standard Chest Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Clamp 0.7 m	66 44 558				8
Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Clamp 1.0 m	66 44 590				9
Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Snap, 1.0 m	66 44 574				9
ECG Trunk Lead IEC2, 3.8 m	66 44 541				10
Standard Chest Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Clamp, 0.7 m	66 44 566				10
Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Clamp, 1.0 m	66 44 608				11
Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC2 with Snap, 1.0 m	66 44 582				11
IBP Invasive Blood Pressure					
HEMO4 Transducer Plate, SensoNor/ MEDEX			47 21 416		12
HEMO4 Transducer Plate, ABBOTT/ BRAUN			51 92 112		12
HEMO4 Transducer Plate, ABBOTT TP IV			72 70 460		12
HEMO4 Transducer Plate Universal			47 21 424		13
HEMO Pod Adapter SensoNor, 7-pin			43 29 160		13
HEMO Pod Adapter, 10-pin			33 75 958		13
BD HEMO Pod Adapter			33 75 941		14
HEMO Pod Adapter ABBOTT/MEDEX			51 96 998		14
BD Disposable Transducer Kit			45 28 741		14
MEMSCAP IBP Transducer (Capto/SensoNor) 844, reusable			74 89 417		15
MEMSCAP IBP Disposable Set (Capto/SensoNor) 844			74 89 433		15
IBP Replacement Dome for MEMSCAP (Capto/SensoNor) 844			78 64 908		15
NBP Non-invasive Blood Pressure – Accessories					
NBP Cuff Connecting Hose	66 34 856				16
NBP Cuff Connecting Extensions Hose	66 35 333				16
NBP Cuff Connecting Extensions Hose	66 35 341				16
NBP Non-invasive Blood Pressure – Cuffs					
NBP Cuff , Adult			MS14428		17
NBP Cuff Large, Adult			MS14425		17
NBP Cuff Small, Adult			MS14427		17
NBP Cuff, Thigh			MS14426		18
NBP Cuff, Child			MS14430		18
NBP Cuff, Neonatal – Size to Size 5			28 70 181		19
C.O. Cardiac Output					
C.O. Catheter Cable			84 19 160		20
C.O. Intermediate Cable, 1.5 m			33 68 458		20
BD/ OHMEDA C.O. Thermistor Cable			84 20 077		20
EDWARDS C.O. Thermistor Cable			85 39 983		21
BD C.O. Thermistor T-Piece			57 41 975		21
SpO₂					
Adult Finger Clip, reusable				80 00 AA	22
Adult Flex Sensor				80 00 J	22
Neonatal Flex Sensor				80 01 J	22
Infant Flex Sensor				80 08 J	22
Adult Flexi-Form II				70 00 A	23
Disposable Sensors				60 00 N	23
Soft Sensors				80 00 SS	23
Infant Flexi-Form II				70 00 I	24
Neonatal Flexi-Form II				70 00 N	24
SpO ₂ Extension Cable, 3 m				UNI-EXT-3	24
SpO ₂ Extension Cable, 6 m				UNI-EXT-6	24
Respiration and etCO₂					
Other					
CIP Flipchart	65 65 118				26
Archiving Media					
TDK Medical CD-R 74		74 39 586			27
TDK MOD Storage Media 4.8 GB		51 43 461			27
Medical DVD		86 09 625			27

Bestellnr.	Siemens	Med SP A&S	Dräger	Nonin	Page
EKG					
EKG Stammkabel IEC1	66 23 784				4
Satz Brustwandleitungen, röntgentransparent, IEC1 mit Klammer	66 27 512				4
Satz Brustwandleitungen IEC1 mit Druckknopf	66 23 800				4
Satz Extremitätenleitungen, röntgentransparent, IEC1 mit Klammer	66 27 504				5
Satz Extremitätenleitungen IEC1 mit Druckknopf	66 23 792				5
EKG Stammkabel IEC2	66 23 818				6
Satz Brustwandleitungen, röntgentransparent, IEC2 mit Klammer	66 27 538				6
Satz Brustwandleitungen IEC2 mit Druckknopf	66 23 834				6
Satz Extremitätenleitungen, röntgentransparent, IEC2 mit Klammer	66 27 520				7
Satz Extremitätenleitungen IEC2 mit Druckknopf	66 23 826				7
EKG Neu					
EKG Stammkabel IEC1, 3,8 m	66 44 533				8
Satz Brustwandleitungen IEC1 mit Klammer 0,7 m	66 44 558				8
Satz Extremitätenleitungen IEC1 mit Klammer 1,0 m	66 44 590				9
Satz Extremitätenleitungen IEC1 mit Druckknopf, 1,0 m	66 44 574				9
EKG Stammkabel IEC2, 3,8 m	66 44 541				10
Satz Brustwandleitungen IEC2 mit Klammer, 0,7 m	66 44 566				10
Satz Extremitätenleitungen IEC2 mit Klammer, 1,0 m	66 44 608				11
Satz Extremitätenleitungen IEC2 mit Druckknopf, 1,0 m	66 44 582				11
IBP Invasive Blutdruckmessung					
HEMO4 Druckwandler-Platte, SensoNor/ MEDEX			47 21 416		12
HEMO4 Druckwandlerplatte, ABBOTT/ BRAUN			51 92 112		12
HEMO4 Druckwandlerplatte, ABBOTT TP IV			72 70 460		12
HEMO4 Druckwandlerplatte Universal			47 21 424		13
HEMO-Adapter SensoNor, 7-polig			43 29 160		13
HEMO-Adapter, 10-polig			33 75 958		13
BD HEMO-Adapter			33 75 941		14
HEMO-Adapter ABBOTT/MEDEX			51 96 998		14
BD Einweg-Druckwandlerkit			45 28 741		14
MEMSCAP IBP-Druckwandler (Capto/SensoNor) 844, wiederverwendbar			74 89 417		15
MEMSCAP IBP-Einweg-Set (Capto/SensoNor) 844			74 89 433		15
IBP-Austauschdom für MEMSCAP (Capto/SensoNor) 844			78 64 908		15
NBP Nichtinvasive Blutdruckmessung – Zubehör					
Manschetten-Verbindungsschlauch	66 34 856				16
Manschetten-Verlängerungskabel	66 35 333				16
Manschetten-Verlängerungskabel	66 35 341				16
NBP Nichtinvasive Blutdruckmessung – Manschetten					
Manschette für Erwachsene			MS14428		17
Manschette für Erwachsene, groß			MS14425		17
Manschette für Erwachsene, klein			MS14427		17
Manschette, Oberschenkel			MS14426		18
Manschette für Kinder			MS14430		18
Manschette für Neugeborene – Größe 1 bis Größe 5			28 70 181		19
HZV Herzzeitvolumen					
HZV-Katheterkabel			84 19 160		20
HZV-Zwischenkabel, 1,5 m			33 68 458		20
BD/ OHMEDA HZV-Thermistorkabel			84 20 077		20
EDWARDS HZV-Thermistorkabel			85 39 983		21
BD HZV-Thermistor T-Stück			57 41 975		21
SpO₂					
Fingerklemmen-Sensor für Erwachsene, wiederverwendbar				80 00 AA	22
Flex Sensor für Erwachsene				80 00 J	22
Flex Sensor für Neugeborene				80 01 J	22
Flex Sensor für Kinder				80 08 J	22
Flexi-Form II für Erwachsene				70 00 A	23
Einmal-Sensoren				60 00 A	23
Wiederverwendbare Sensoren				80 00 SS	23
Flexi-Form II für Kinder				70 00 I	24
Flexi-Form II für Neugeborene				70 00 N	24
SpO ₂ Verlängerungskabel, 3 m				UNI-EXT-3	24
SpO ₂ Verlängerungskabel, 6 m				UNI-EXT-6	24
Respiration und etCO₂					
Sonstiges					
CIP Folien-Kit	65 65 118				26
Archivierungsmedien					
TDK Medical CD-R 74		74 39 586			27
TDK MOD Speichermedium 4,8 GB		51 43 461			27
Medical DVD		86 09 625			27

Contact Kontakt

To place an order, please contact:

www.siemens.com/axiomsensis
USA: +1 800 888 7436
Germany: 0180 - 3 11 22 44

www.draegershop.com
USA: +1 800 437 2437
E-mail: wwwinfo@draegermed.com
Outside USA: +49 1805 372 3437
E-mail: Business.Support@draeger.com

www.nonin.com/distributors
USA and Canada: +1 800 3556 8874
Outside USA and Canada: +1 763 553 9968

www.oridion.com
USA: 1-888-Oridion
Outside USA: +972-2-589-9114

Bestellinformationen finden Sie unter:

www.siemens.com/axiomsensis
USA: +1 800 888 7436
Germany: 0180 - 3 11 22 44

www.draegershop.com
USA: +1 800 437 2437
E-mail: wwwinfo@draegermed.com
Outside USA: +49 1805 372 3437
E-mail: Business.Support@draeger.com

www.nonin.com/distributors
USA and Canada: +1 800 3556 8874
Outside USA and Canada: +1 763 553 9968

www.oridion.com
USA: 1-888-Oridion
Outside USA: +972-2-589-9114

The information in this document contains general descriptions of the technical options available, and may not always apply in individual cases.

The required features should therefore be specified in each individual case at completion of contract.

Siemens reserves the right to modify the design and specifications contained herein without prior notice. Please contact your local Siemens sales representative for the most current information. Original images always lose a certain amount of detail when reproduced.

In the interest of complying with legal requirements concerning the environmental compatibility of our products (protection of natural resources and waste conservation), we recycle certain components.

Using the same extensive quality assurance measures as for factory-new components, we guarantee the quality of these recycled components.

© 03.2007 Siemens AG
Order No. A91AX-10703-21T1-7400
Printed in Germany
AX CRM MC 03071

Contact Address

Siemens AG, Medical Solutions
Angiography, Fluoroscopic and
Radiographic Systems
Siemensstr. 1, D-91301 Forchheim
Germany
Telephone ++49 9191 18-0

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 Muenchen
Germany

Headquarters
Siemens AG, Medical Solutions
Henkestr. 127, D-91052 Erlangen
Germany
Telefon ++49 9131 84-0
www.siemens.com/medical