

Universelle Integration mit digitalen Diktiersystemen

Neue Siemens ODSI-Schnittstelle

Mit der neuen Siemens ODSI-Schnittstelle ist es jedem Hersteller von digitalen Diktiersystemen möglich, sich mit den Siemens KIS *medico//s* und **CLINICOM** zu verbinden.

ODSI steht für „Open Dictation System Interface“. Mit dieser Schnittstelle, die wir jedem Anbieter von digitalen Diktiersystemen zur Verfügung stellen, können diese einen so genannten ODSI-Provider programmieren, der die Integration mit den Siemens KIS ermöglicht.

Auf der anderen Seite ist die ODSI-Schnittstelle in die Applikationen von *medico//s* und **CLINICOM** integriert, und zwar sowohl in die jeweilige Arztbriefschreibung wie auch in das Radiologie-Informationssystem WRAD.

Durch die bereits starke Verbreitung der digitalen Diktiersysteme in vielen Abteilungen des Krankenhauses steht die Frage der Integration dieser Systeme immer öfter auf der Tagesordnung. Anstatt kostenintensiver Einzelprojekte für die Integration bieten wir mit ODSI jetzt eine Standardschnittstelle an, mit der es möglich ist, ein mehrfach einsetzbares „Integrationsprodukt“ zu verwenden. Außerdem öffnet sich damit die Tür für eine breite Palette von Diktiersystemen, die natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen müssen.

Um die Qualität der Kommunikation zwischen den Diktiersystemen und den Siemens Applikationen zu gewährleisten, führen wir mit den Anbietern der Diktiersysteme eine Zertifizierung auf die ODSI-Schnittstelle durch. Für die erfolgreiche Zertifizierung muss ein fest definiertes Testprozedere sowohl in einem Labortest als auch im Rahmen eines Kundenprojektes erfolgreich absolviert werden. Erste Anbieter von Diktiersystemen befinden sich augenblicklich in der Zertifizierungsphase, weitere haben sich für die nächsten Monate angemeldet. Wir werden die zertifizierten Diktiersysteme in geeigneter Form kurzfristig veröffentlichen.

Die zertifizierten Diktiersysteme erwerben die Krankenhäuser nach wie vor direkt beim Hersteller des Systems. Ausgenommen davon sind die Systeme von Kuhlmann (MBS-easy) und von 4voice (voice4medicine), beides Hersteller, mit denen Siemens bei der Entwicklung der ODSI-Schnittstelle eng zusammengearbeitet hat. Die Systeme dieser Hersteller können über Siemens als Generalunternehmer bezogen werden.

