

UROSKOP Access

Top 10 Argumente

Kundenwunsch

UROSKOP Access – Realisierter Kundennutzen

■ Freier Zugang zum Patienten bei Behandlung beider Nieren ohne Umlagerung des Patienten	■ Einziger, bodenmontierter Urodiagnostiktisch mit 4-seitigem, symmetrischen Patientenzugang
■ Diagnostik des gesamten Urogenitaltraktes ohne Bewegen des Patienten	■ Motorisches Verfahren des Röntgensystems (Röhre/BV). Ruhender Patient!
■ Optimierte Arbeitsabläufe (Workflow) (bezüglich Raumplanung, Organisation, schnellerer Diagnostik und minimaler Vorbereitung für die Anästhesie)	■ Einmaliges Positionieren des Patienten. Der Anästhesist bleibt unabhängig von Diagnostik und Therapie immer am selben Ende des Tisches. Symmetrischer Zugang.
■ Digitale Sofortbilder für Online-Diagnostik mit höchster Qualität	■ Ideal aufeinander abgestimmte Bildkomponenten mit einer 1 K-Matrix für gestochen scharfe, kristallklare, kontrastreiche Aufnahmen
■ Beste Sicht auf alle relevanten Informationen	■ Zwei TFT Farbdисplays montiert an einem weit und leicht verfahrbaren Monitorarm erlauben den direkten, freien Blick von jeder Seite des Tisches.
■ Integration von Endoskopiebildgebung und Urodynamiksystemen	■ Die Endo/US/Urodynamik Schnittstelle erlaubt die direkte Anbindung von Endoskopiemodulen, Ultraschall- und Urodynamiksystemen.
■ Einfache, intuitive Bedienung und leichte Integrierbarkeit in das Krankenhausnetzwerk durch DICOM 3.0	■ Einzigartige integrierte, <i>syngo</i> look&feel Bedienung, umfassende Bildnachverarbeitungsmöglichkeiten und MPPS. Maximale Vernetzungsmöglichkeit durch volle DICOM 3.0 Funktionalität
■ Stabile zuverlässige Gerätekonstruktion, auch geeignet für adipöse Patienten	■ Ausgelegt für Patienten bis zu 205 kg
■ Ergonomische Trendelenburg Kippung	■ Beibehalten einer konstanten Arbeitshöhe durch Kippung um das perineale Ende der Tischplatte
■ Maximaler Behandlungskomfort für den Patienten	■ Tischkipfung +/- 90° für bequeme Aufnahmen in stehender oder in sitzender Position. Höhe des Miktionsstizes nur 50 cm, wie bei einer normalen Toilette. Die Füße haben Bodenkontakt
