

LITHOSTAR MODULARIS / MODULARIS Vario

MODULARIS Uro

Zubehör



Zubehör (optional)

Coxafix Beinhalter

44 98 445

Die Beinhalter mit Schnellverschluss sind an den seitlichen OP-Schienen beliebig ansteckbar. Kontinuierliche, gasfederunterstützte Höhenverstellung der Beinhalter mittels selbsthemmender Spindel, mit dreidimensional schwenk- und arretierbaren Beinschalenpolstern zur druckfreien Lagerung der Beine im Kniegelenk.

Beinschalenschnellverschluss, geeignet für den Einsatz des speziellen Beinhalterzusatzes für Kinder.

Beinhalter für Kinder (Coxafix)

44 16 504

Für Untersuchungen von Kindern können die Erwachsenenbeinschalen des Coxafix Beinhalters gegen die Beinhalter für Kinder getauscht werden.

Amatech Fußhalter

Amatech – justierbarer gasdruckgefederter Beinhalter, befestigt an den Universalschienen am Tisch. Bein/Fußhalter, Siemens-Spezialausführung, einschließlich Halterung und Fußpolster.

Befestigung an den seitlichen OP-Schienen, für verschiedene Lithotomiepositionen.

Die Teleskopstange ermöglicht eine einfache Längeneinstellung, schließt mit dem Fuß ab, ohne störende Überhänge. Die azentrischen Stützen ermöglichen dem OP-Team einen freien Zugang zum Patienten. Ein gebremstes Kugelgelenk an der Unterseite der Fußschale schwenkt die Beinschale selbständig in adäquat angepasste Position für den Unterschenkel des Patienten.

Bei Positionsänderungen kann es gelockert bleiben, damit es sich selbst ausrichten kann und erst dann endgültig festgestellt werden.

Amatech Beinhalter

Zur einfachen Montage an den Befestigungsschienen am Tisch.

Durch den Gewichtsausgleich „Lift Assist“ ist eine sehr einfache Handhabung und Veränderung der Beinpositionen möglich.

Bein-/Kniehalter, Siemens-Spezialausführung, einschließlich Halterung und Kniekehlenpolster. Befestigung an den seitlichen OP-Schienen.

Für hervorragenden Patientenkomfort und exakte Positionierung bei kurzzeitigen Eingriffen. Schaumkernpolster vermindert Druckstellen in den Kniekehlen.

Kann mit einfachem Handgriff vertikal verstellt werden, von 40 cm (16") bis 52 cm (21") und 360° horizontal schwenkbar.

Befestigungsgurt mit Klettverschluss sorgt für sicheren Halt.

Zubehör (optional)

Patienten-Armauflage

44 98 452

Die gepolsterte Armauflage ermöglicht eine sichere und bequeme Lagerung des linken oder rechten Patientenunterarms. Sie kann in jeder gewünschten Position arretiert und beliebig an den seitlichen OP-Schienen aufgesteckt werden.

Schulterstützen

44 16 546

Die Schulterstützen ermöglichen eine bequeme und sichere Lagerung des Patienten bei Trendelenburg-Stellungen. Die Polster können an die Anatomie des Patienten angepasst werden. Sie können an jeder beliebigen Stelle an die seitlichen OP-Schienen aufgesteckt werden.

Fußschalter

44 98 486

Multifunktionsfußschalter für alle Patiententischbewegungen, 4 pedalgig, mit Umschalttaster für 8 Steuerfunktionen.

Teilbarer Unterkörperstrahlenschutz

44 16 512

Zum Schutz des Unterkörpers gegen Streustrahlung im Aufenthaltsbereich des Untersuchers kann ein Strahlenschutz mit 0,5 mm Pb-Gleichwert angebracht werden. Adapter links/rechts auf Zubehörschiene aufschiebbar.



LITHOSTAR MODULARIS / MODULARIS Vario

MODULARIS Uro

Zubehör



Zubehör (optional)

Handfesseln

44 16 587

Die Handfesseln werden an den OP-Schienen befestigt und ermöglichen eine kontrollierte Lagerung der Hände des Patienten während einer Untersuchung.

Halterung für Plastik-Abflussbeutel

44 98 478

Kippbarer flexibler Federbandbügel für den Einsatz am perinealen Tischende zur einfachen Befestigung eines Plastikabflussbeutels mit Abflussschlauch.

Urologischer PE-Abflussbeutel (20 Stück)

44 16 579

Einzel konfektionierte Plastikabflussbeutel mit Schürze, herausnehmbarem Filtersieb und ausziehbarem Abflussschlauch.

Lagerhilfe für Kleinkinder

44 16 595

Bequeme Kinderlagerungshilfe zur ESWL-Behandlung. Leicht zu reinigende und mechanisch stabile Kunststoffschale zum sicheren, bequemen Lagern von Kindern bei der Lithotripsiebehandlung.

Die Lagerungshilfe ist geeignet für Kinder im Alter von 0 bis 9 Jahre bei einer Körpergröße von ca. 50 cm bis 110 cm.

Zubehör (optional)

Narkosebogen

44 16 520

Der teleskopisch höhenverstellbare Narkosebogen ist für die Befestigung einer sterilen Abdeckung vorgesehen und kann an beliebiger Stelle an den OP-Schienen befestigt werden.

Infusionsflaschenhalter

44 16 538

Der teleskopisch ausziehbare Infusionsflaschenhalter ist für die Aufnahme von max. 2 Infusionsflaschen vorgesehen und kann an beliebiger Stelle an den OP-Schienen des Tisches befestigt werden.

Papierrollenhalter

44 98 460

Zur Aufnahme des Ärztekrepp am Untersuchungstisch.

Ärztekrepp

44 16 553

Ärztekrepp wird zwischen Patient und Untersuchungstisch gelegt.

