

ACTH

- **Assay Format:** IMMULITE (LKAC), IMMULITE 2000 (L2KAC), IMMULITE 2500 (L5KAC)
- **Messbereich:** bis 1.250 pg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 9 pg/ml (IMMULITE) ; 5 pg/ml (IMMULITE 2000 , IMMULITE 2500)

Probanden	System	n	Median (pg/ml)	95%-Bereich (pg/ml)	97,5. Perc. (pg/ml)	Lit.
Gesunde	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500	59	24	n.n. - 46	46	PILKAC-11 PIL2KAC-9 PIL5KAC-1
Gesunde	IMMULITE	59		10,3 - 48,3	48,3	1

Pädiatrische Werte nicht auf IMMULITE bestimmt - Literaturwerte! (keine Angabe zur Methode)

Nabelschnurblut	Keine Angabe			50 - 570	570	2
Neugeborene 1. Tag	Keine Angabe			10 - 185	185	2
Danach Erwachsenenwerte						2