

Carbamazepin

- **Assay Format:** IMMULITE (LKCB), IMMULITE 2000 (L2KCB), IMMULITE 2500 (L5KCB)
- **Messbereich:** 1,25 - 20 µg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,2 µg/ml (IMMULITE , IMMULITE 2000 , IMMULITE 2500)
- **Umrechnungsfaktor:** µg/ml x 4,23 → µmol/l

Probanden	System	n	Median (µg/ml)	abs. Bereich (µg/ml)	Cut-off (µg/ml)	Lit.
Therapeutischer Bereich Erwachsene und Kinder	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500			4 - 12		PILKCB-9 PIL2KCB-8 PIL5KCB-3 7
Toxische Wirkung Erwachsene und Kinder					> 15	