

Homocystein

- **Assay Format:** IMMULITE (LKHO), IMMULITE 2000 (L2KHO), IMMULITE 2500 (L5KHO)
- **Messbereich:** bis 50 µmol/l
- **Analyt. Sensitivität:** 0,5 µmol/l (IMMULITE , IMMULITE 2000 , IMMULITE 2500)

Probanden	System	n	Median (µmol/l)	95%-Bereich (µmol/l)	97,5. Perc. (µmol/l)	Lit.
Gesunde Erwachsene	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500	120	7,7	5 - 12	12	PILKHO-9 PIL2KHO-12 PIL5KHO-4
Gesunde Erwachsene	IMMULITE IMMULITE 2000			5 - 15	15	25

Pädiatrische Werte nicht auf IMMULITE bestimmt - Literaturwerte! (HPLC)

Probanden	System	n	Median (µmol/l)	95%-Bereich (µmol/l)	97,5. Perc. (µmol/l)	Lit.
Kinder, 2 m – 10 a	HPLC	105		3,3 – 8,3	8,3	57
Kinder, 11 -15 a		59		4,7 – 10,3	10,3	
Kinder, 16 -18 a		31		4,7 – 11,3	11,3	