

## IL-2-Rezeptor (IL-2R)

- **Assay Format:** IMMULITE (LKIP), IMMULITE 2000 (L2KIP)
- **Messbereich:** bis 7500 U/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 5 U/ml (IMMULITE, IMMULITE 2000)

Probanden	System	n	Median (U/ml)	95%-Bereich (U/ml)	97,5. Perc. (U/ml)	Lit.
Gesunde Erwachsene	IMMULITE	87	391	223 - 710	710	PILKIP-13
Gesunde Erwachsene	IMMULITE 2000	100	333	158 - 623	623	PIL2KIP-6
gesunde Kinder, 3-3,5a	IMMULITE	11	605	243 - 888	888	29
gesunde Kinder, 3,5-4,5a		29	435	52 - 908	908	
gesunde Kinder, 4,5-5,5a		15	416	304 - 731	731	
gesunde Kinder, 5,5-6,5a		26	382	223 - 603	603	
gesunde Kinder, 6,5-7,5a		16	410	246 - 661	661	
gesunde Kinder, 7,5-8,5a		22	379	258 - 661	661	
gesunde Kinder, 8,5-9,5a		17	323	258 - 597	597	
gesunde Kinder, 9,5-10,5a		27	343	201 - 661	661	
gesunde Kinder, 10,5-11,5a		19	355	124 - 597	597	
gesunde Kinder, 11,5-12,5a°		21	312	124 - 623	623	
gesunde Kinder, 12,5-13,5a		18	298	137 - 628	628	
gesunde Kinder, 13,5-14,5a		24	390	45 - 507	507	
gesunde Kinder, 14,5-15,5a		20	325	186 - 655	655	
gesunde Kinder, 15,5-16,5 a		28	373	68 - 532	532	
gesunde Kinder, 16,5-17,0a		15	243	147 - 381	381	