

PAPP-A

- **Assay Format:** IMMULITE (LKPC), IMMULITE 2000 (L2KPC), IMMULITE 2500 (L5KPC)
- **Messbereich:** bis 10 mIU/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,025 mIU/ml (IMMULITE, IMMULITE 2000, IMMULITE 2500)

Schwangere , Serum, Pränatalscreening

Schwangerschaft (abgeschlossene SSW)	System	n	Median (mIU/ml)	95% - Bereich (mIU/ml)	Median n. expon. Regression (mIU/ml)	Lit.
9	IMMULITE 2000	200	0,92	0,28 – 3,43	0,96	40
10		68	1,49	0,34 – 4,49	1,35	
11		269	2,13	0,70 – 5,62	1,91	
12		328	2,50	0,86 – 7,10	2,70	
13		239	3,73	1,15 – 9,21	3,81	