

Aldosteron

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen RIA (TKAL)
- **Messbereich:** bis 1200 pg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 11 pg/ml
- **Umrechnungsfaktor:** pg/ml x 2,775 → pmol/l

Probanden	System	n	Median (pg/ml)	Bereich (pg/ml)	97,5. Perc. (pg/ml)	Lit.
Gesunde, aufrecht (normaleNa-Zufuhr)	Radioimmunoassay			40 - 310		PITKAL-3
Gesunde, liegend (normaleNa-Zufuhr)	Radioimmunoassay			10 - 160		