

## CEA

- **Assay Format:** Coat-A-Count IRMA (IKCA)
- **Messbereich:** bis 600 ng/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,4 ng/ml

Probanden	System	n	Verteilung (%)				Lit.
			0 – 3 (ng/ml)	3,1 – 5,0 (ng/ml)	5,1 – 10,0 (ng/ml)	> 10 (ng/ml)	
Nichtrauer	Gamma-Counter	57	98,2	1,8	0	0	PIIKCA-5
Raucher		134	80,6	16,4	3,0	0	
Gesamt		191	85,9	12,0	2,1	0	