

Cortisol

- **Assay Format:** Coat-A-Count RIA (TKCO)
- **Messbereich:** 1 – 50 µg/dl
- **Analyt. Sensitivität:** 0,2 µg/dl
- **Umrechnungsfaktor:** µg/dl x 27,59 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (µg/dl)	Bereich (µg/dl)	Lit.
Gesunde, vormittags	Gamma-Counter			5 - 25	PITKCO-4 1 2 3 4 5 6
Gesunde, nachmittags				Ca. 50% des Vormittagswertes	
ACTH-Stimulation				Über das 2-fache (gewöhnlich 3- bis 5-fache) des Basalwertes	
Metyrapon-Suppression				Unterhalb des Basalwertes	
Dexamethason-Suppression				Unterhalb des Basalwertes	

Probanden	System	n	Median (µg/24h)	absol. Bereich (µg/24h)	Lit.
Gesunde 24h-Urin	Gamma-Counter	33	48	21 - 85	PITKCO-4