

## Gastrin

- **Assay Format:** DAK RIA (KGAD)
- **Messbereich:** 25 – 1 200 pg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 4,5 pg/ml
- **Umrechnungsfaktor:** pg/ml x 0,4766 → pmol/l  
Pg/ml x 0,9524 → µIU/ml (WHO Gastrin Präparation 68/439)

Probanden	System	n	Median (pg/ml)	abs. Bereich (pg/ml)	95%-Bereich (pg/ml)	Lit.
Gesunde, nüchtern	Gamma-Counter				n.n. - 90	PIKGAD-4
Nicht-Gastrointestinal Erkrankte					nn. - 90	