

IgE , gesamt

- **Assay Format:** Coat-A-Count IRMA (IKIE)
- **Basis-Verfahren**
- **Messbereich:** 3 – 1000 IU/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,5 IU/ml
- **Pädiatrisches-Verfahren**
- **Messbereich:** 1 – 100 IU/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,08 IU/ml

Probanden	System	N	Median (IU/ml)	95. Perc. (IU/ml)	absol. Bereich (IU/ml)	Lit.
0 – 1 Jahr	Gamma-Counter	45	3,5	13	n.n. – 15	PIIKIE-4
1 – 2 Jahr		21	9	17	1,0 – 19	
2 – 3 Jahre		21	9	26	n.n.- 32	
3 – 9 Jahre		125	19	70	n.n. – 101	
9 – 15 Jahre		126	36	155	1,4 – 300	
Erwachsene		110	25	91	1,0 - 183	