

## LH

- **Assay Format:** Coat-A-Count IRMA (IKLH)
- **Messbereich:** bis 300 mIU/ml (WHO 1st IRP 68/40 und 2nd IS 80/552)
- **Analyt. Sensitivität:** 0,15 mIU/ml

Probanden	System	n	Median (mIU/ml)	95%-Bereich (mIU/ml)	abs. Bereich (mIU/ml)	Lit.
Erwachsene Männer	Gamma-Counter	74	2,0	0,4 – 5,7		PIIKLH-5
Frauen Follikelphase		58	2,1	0,6 – 6,2		
Frauen Mittzyklus		10	29,5		12 – 51	
Frauen Lutealphase		78	1,6	n.n. – 6,0		
Frauen Postmenopause		18	19,3		11 – 50	
Frauen Orale Kontrazeptiva		104	1,8	n.n. – 5,9		