

## Prolaktin

- **Assay Format:** Coat-A-Count IRMA (IKPR)
- **Messbereich:** bis 200 ng/ml (WHO 3rd IS 84/500)
- **Analyt. Sensitivität:** 0,1 ng/ml
- **Umrechnungsfaktor:** ng/ml x 21,2 → mIU/l (WHO 3rd IS 84/500)

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	95% - Bereich (ng/ml)	abs. Bereich (ng/ml)	Lit.
Erwachsene Männer	Gamma-Counter	19	6,6		3,1 – 16,5	PIIKPR-5
Erwachsene Frauen		70	7,8	3,6 – 18,9		