

PTH Intakt

- **Assay Format:** Coat-A-Count IRMA (IKPH)
- **Messbereich:** 15 – 3000 pg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 1,0 pg/ml
- **Umrechnungsfaktor:** pg/ml x 0,1053 → pmol/l

| Probanden | System | n | Median (pg/ml) | 95% - Bereich (pg/ml) | 97,5. Perc. (pg/ml) | Lit. |
|----------------|---------------|----|-------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| Gesunde Männer | Gamma-Counter | 38 | 32 | 12 - 72 | | PIIKPH |
| Gesunde Frauen | | 67 | 32 | 12 - 72 | | |