

T3, frei

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen RIA (TKF3)
- **Messbereich:** 0,5 – 42 pg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,2 pg/ml
- **Umrechnungsfaktor:** pg/ml x 1,536 → pmol/l

Probanden	System	n	Median (pg/ml)	95 % Bereich (pg/ml)	abs. Bereich (pg/ml)	Lit.
Euthyreose	Gamma-Counter	405	2,8	1,4 – 4,4		PITKF3
Hyperthyreose		19	9,2		5,2 – 22,6	
Hypothyreose		13	0,6		0,3 – 3,1	
Schwangerschaft 1. Trimester		17	3,0		2,1 – 4,7	
Schwangerschaft 3. Trimester		20	3,1		1,7 – 4,6	