

## T4, gesamt

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen RIA (TKT4)
- **Messbereich:** 1 – 24 µg/dl
- **Analyt. Sensitivität:** 0,25 µg/dl
- **Umrechnungsfaktor:** µg/dl x 12,87 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (µg/dl)	95%-Bereich. (µg/dl)	97,5. Perc. (µg/dl)	Lit.
Euthyrose	Gamma-Counter			4,5 – 12,5		PITKT4-4