

T4, neonatal

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen (TKNN)
- **Messbereich:** ca. 2 – 30 µg/dl
- **Analyt. Sensitivität:** ca. 0,4 µg/dl
- **Umrechnungsfaktor:** µg/dl x 12,87 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (µg/dl)	95%-Bereich. (µg/dl)	abs. Bereich (µg/dl)	Lit.
Gesunde Neugeborene (1 – 3 d)	Gamma-Counter	505	17	6,5 - 27		PITKNN4