

Testosteron , gesamt

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen RIA (TKTT)
- **Messbereich:** 4 – 1600 ng/dl
- **Analyt. Sensitivität:** 4 ng/dl
- **Umrechnungsfaktor:** ng/dl x 0,03467 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (ng/dl)	95% - Bereich (ng/dl)	Abs. Bereich (ng/dl)	Lit.
Frauen Ovulation	Gamma-Counter	41	24	n.n. - 80	n.n. – 81	PITKTT-4
Frauen Orale Kontrazeptiva		13	15	-	n.n. – 28	
Frauen Postmenopausal		27	20	4,0 – 62	4,0 - 74	
Männer 20 – 49 Jahre	Gamma-Counter	68	630	262 – 1593	245 – 1836	PITKTT-4
Männer > 50 Jahre		19	427	181 – 758	181 - 772	