

## TSH , neonatal

- **Assay Format:** Coat-A-Count IRMA (IKNT)
- **Messbereich:** ca. 5 – 225  $\mu\text{U/ml}$
- **Analyt. Sensitivität:** 0,5  $\mu\text{U/ml}$

Probanden	System	n	Mittelwert ( $\mu\text{U/ml}$ )	95% - Bereich ( $\mu\text{U/ml}$ )	abs. Bereich ( $\mu\text{U/ml}$ )	Lit.
Neugeborene bis 5 d	Gamma-Counter	240	7,9	1,2 – 26	0,6 – 31	PIIKNT-4
3 – 5 d		120	5,2	0,9 – 12	0,6 – 31	
< 3 d		120	10,6	1,4 – 28	1,1 - 29	